

# audioplastie Technologies

## GAMME HYGIÈNE

L'entretien est indispensable afin de conserver vos protections auditives en bon état !

Un entretien régulier avec des solutions adaptées vous garantira :

- Une meilleure efficacité
- Une plus grande durée de vie de vos protections

Grâce à l'ensemble de notre gamme hygiène Audioplastie, vous disposerez désormais d'un ensemble complet et fonctionnel idéal pour l'entretien de vos protections auditives sur mesure au quotidien.

### Pour faciliter la mise en place de vos protections auditives sur mesure



- Crème lubrifiante Protage tube de 5 ml (réf: HY IP 004)

### Pour un nettoyage quotidien de vos protections auditives sur mesure



- Lingettes Protasept boîte distributrice de 40 (réf: HY IP 001)



- Lingettes Protasept individuelles boîte de 50 (réf: HY IP 013)



- Lingettes Protasept individuelles boîte de 12 (réf: HY IP 018)



- Outil de nettoyage 2 fonctions Pinceau / Boucle métallique (réf: AC HY 004)



- Protastick (réf: HY IP 025)

### Réalisez un nettoyage en profondeur à l'aide d'un comprimé effervescent Protanet



- Protanet comprimés effervescents boîte de 20 (réf: HY IP 024)



- Protanet gobelet de trempage (réf: HY IP 009)

### Séchez-le ensuite afin d'éliminer toute trace d'humidité



- Poire soufflante de séchage (réf: HY IP 017)

### Découvrez également nos packs hygiène clé en main, conçus pour vous fournir une solution optimale et prête à l'emploi

#### Pack hygiène démarrage



- 40 Comprimés de nettoyage Protanet
- 1 Poire soufflante de séchage
- 1 Outil de nettoyage 2 fonctions
- 100 Lingettes individuelles Protasept
- 1 Gobelet de trempage Protanet

#### Pack hygiène



- 20 Comprimés de nettoyage Protanet
- 1 Poire soufflante de séchage
- 1 Outil de nettoyage 2 fonctions
- 50 Lingettes individuelles Protasept
- 1 Gobelet de trempage Protanet